



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TOURNIQUET PER APPLICAZIONI MILITARI



- 1 Passante fascia -
- 2 Barretta di caricamento -
- 3 Clip di fissaggio barretta
- 4 Fascia auto aderente
- 5 Strap di fissaggio barretta

Avvertenza: Se utilizzato conformemente alle indicazioni, questo tourniquet è un dispositivo sicuro ed efficace per il contenimento di emorragie delle estremità potenzialmente letali. Se data la situazione non si ha la certezza o abbastanza tempo per determinare da dove effettivamente l'emorragia ha avuto origine, il tourniquet può essere efficacemente applicato sopra ai vestiti il più in alto possibile sulla gamba o sul braccio. Il tourniquet non deve essere applicato sopra oggetti solidi sottostanti all'abbigliamento. Appena la situazione lo consente l'arto ferito deve essere esaminato e il tourniquet riposizionato 2-3 pollici sopra alla ferita direttamente a contatto col corpo.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. • All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located. Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social. • Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. • É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. • Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden. • Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται. • يجب الإبلاغ فوراً عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زدنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها.



1. Applicare il tourniquet in prossimità del punto di sanguinamento e fare passare l'arto ferito attraverso il passante della fascia.



2. Tirare la fascia con forza e stringere richiudendola su se stessa.



3. Avvolgere la fascia attorno all'arto.



4. Riavvolgere la barra sino a che l'emorragia di sangue rosso e brillante si blocca.



5. Mettere la barra nella clip e serrare.




6. Avvolgere la fascia sopra alla barra, su piccole estremità, continuare ad avvolgere la fascia attorno all'estremità e sopra la bacchetta di caricamento.




7. Fissare la bacchetta e la fascia con il velcro, farla aderire al gancio opposto sulla clip della barretta, registrare il tempo di applicazione.


 **IT** Conservare al riparo dalla luce solare
GB Keep away from sunlight **FR** À conserver à l'abri de la lumière du soleil **ES** Conservar al amparo de la luz solar
PT Guardar ao abrigo da luz solar
DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
GR Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία
SA يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس

 **IT** Conservare in luogo fresco ed asciutto
GB Keep in a cool, dry place **FR** À conserver dans un endroit frais et sec **ES** Conservar en un lugar fresco y seco
PT Armazenar em local fresco e seco
DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern
GR Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον
SA يحفظ في مكان بارد وجاف


 **IT** Dispositivo medico **GB** Medical Device
FR Dispositif médical **ES** Producto sanitario
PT Dispositivo médico **DE** Medizinprodukt
GR Ιατροτεχνολογικό προϊόν
SA جهاز طبي

 **IT** Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso **GB** Caution: read instructions (warnings) carefully **FR** Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) **ES** Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente
PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen
GR Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενοτάσεις)
SA الحذر: قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية

 **IT** Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 **GB** Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 **FR** Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 **ES** Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745 **PT** Dispositivo médico em conformidade com a regulamentação (UE) 2017/745 **DE** Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 **GR** Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/745
SA جهاز طبي يتوافق مع التوجيه (UE) 2017/745

 **IT** Leggere le istruzioni per l'uso
GB Consult instructions for use **FR** Consulter les instructions d'utilisation **ES** Consultar las instrucciones de uso **PT** Consultar as instruções de uso **DE** Gebrauchsanweisung beachten
GR Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
SA اقرأ بتمعن وحرص تعليمات الاستخدام

 **IT** Codice prodotto **GB** Product code
FR Code produit **ES** Código producto **PT** Código produto
DE Erzeugniscode **GR** Κωδικός προϊόντος
SA كود المنتج

 **IT** Numero di lotto **GB** Lot number **FR** Numéro de lot
ES Número de lote **PT** Número de lote **DE** Chargennummer
GR Αριθμός παρτίδας
SA رقم الدفعة

 **IT** Fabbricante **GB** Manufacturer
FR Fabricant **ES** Fabricante **PT** Fabricante
DE Hersteller **GR** Παραγωγός
SA الشركة المصنعة

M25526-M-Rev.1-06.20

REF 25526 - 25527



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

